

## Stipite raggio 10 per innesto battuta

LARGHEZZA "S"	ALTEZZA	CODICE ARTICOLO
189	2170	14466
189	2800	14480
209	2170	14467
209	2800	14481
254	2170	14468
254	2800	14482
289	2170	14469
289	2800	14483
309	2170	14470
309	2800	14484
349	2170	14471
349	2800	14485

## Elemento battuta

LARGHEZZA "B"	ALTEZZA	CODICE ARTICOLO
31	2170	13165
31	2800	13291
51	2170	13361
51	2800	14050

Per il calcolo della larghezza dello stipite vedi esempio a pag. 9

NOTA: In fase di prelievo e consegna gli stipiti R10 di altezza pari a mm. 2800, ove non disponibili, verranno sostituiti ad insindacabile giudizio della Ferplac S.p.A. da stipiti della stessa tipologia ma con altezza pari a mm. 3050. Analoga facoltà vale altresì per gli stipiti R10 per innesto battuta e relativi elementi di battuta.

